

ozū

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MASAJEADOR DE PERCUSIÓN RECARGABLE

UM-013



WELL-BEING SERIES

Manual de usuario

Lea y asegúrese de comprender el manual antes de usarlo. En particular, asegúrese de comprender completamente las precauciones.

Una vez que haya comprado esta unidad, cárguela primero, para proteger la vida de la batería. Use un cargador de teléfono celular de 5V, 1A (o 2A) para cargarlo. Durante la carga, el indicador de encendido parpadeará, esto indica que la máquina se está cargando. Una vez completada la carga, el indicador de alimentación de la máquina se apagará.


Uso recomendado del producto

- Personas que usan computadoras durante mucho tiempo.
- Personas que tienen mala circulación sanguínea en la palma de la mano.
- Mujeres que desean mantener la belleza de sus manos.


Características del producto

- El diseño ergonómico se adapta a los puntos de acupuntura y las curvas de las manos.
- Masaje neumático de extrusión segmentada
- Masaje de acupuntura de palma completa
- Con función de calor para circunstancias frías (función opcional).
- El masaje microsísmico aumenta el interés del masaje (función opcional)


Panel de control



Características



Componentes



Como usar el panel del dispositivo

Como usar el panel del dispositivo



Enciende o apaga el producto. Presione por dos segundos, para encender el producto, posteriormente presione el botón de modelo, el producto comenzará a trabajar.

El tiempo predeterminado por masaje es de 15 minutos, posteriormente a estos 15 minutos en producto se apagará automáticamente.

Botón de intensidad



El valor por defecto es L3, con un total de 6 niveles de intensidad. Puede seleccionarlos en una secuencia de L3 L4 L5 L6 L1 L2. L1 es el más débil y L6 el más fuerte.

Botón de intensidad



El modo por defecto es P1, con un total de 6 modos diferentes. Puedes escoger entre tu modo favorito de masaje, los cuales van en secuencia de P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1.



Botón de vibración

Presiónelo para encender o apagar la vibración. Hay 2 modos de vibración. Puedes escoger de acuerdo a sus necesidades.



Botón de calefacción

Presiónelo para encender o apagar la calefacción. 5 minutos después la temperatura interna del producto se elevará.

Especificaciones del producto

Nombre del producto:

Masajeador de Mano Recargable

Modelo del producto: UM-013

Voltaje: DC 3.7V

Potencia: 5W

Tiempo de trabajo 15 minutos

Peso: 1.1 kg

Box content

1x Masajeador de mano

1x Cable USB tipo C

1x Manual de Usuario

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos especialmente cuando haya niños presentes se deben seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas en el instructivo.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

GARANTÍA

OZU garantiza este producto por el termino de 12 meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor

CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, según sea el caso, contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país.

El consumidor es responsable del uso del producto, el cual no está cubierto por la garantía. Los productos no contienen elementos que pueden ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso indicadas en el instructivo que le acompañan.
 - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por OZU
- En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios usted podrá contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país

TIPO DE PRODUCTO: Masajeador
Hecho en China

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE:

Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO:


Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Crédito Constructor C.P. 03940, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

PERÚ:

Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 oficina 302, San Miguel, Lima, Perú. RUC 20603796021

COLOMBIA:

Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385

 www.ozulife.com

User Manual

Please read and make sure you understand the manual before use.

In particular, make sure that you fully understand the precautions.

Once the newly purchased this unit, please charge it firstly, which can protect the life of the battery. Use a 5V, 1A (or 2A) cell phone charger to charge it. When charging, the power indicator will flash, this indicates the machine is charging. After the charging is completed, the machine power indicator will be turned off.

Suitable group

People who use computers for long time

People who have poor palm blood circulation.


Women who want to maintain hand beauty.

Product features




- Ergonomic design conforms to acupuncture points and curves of hands
- Pneumatic segmented extrusion massage Full palm acupuncture massage

- Full palm acupuncture massage
- With Heat function for cold circumstance(Optional function).
- Microseismic massage increase the massage interest(Optional function).


Control Panel



Features



Componentes



Como usar el panel del dispositivo

Power button



Turn power on or off. Press for 2 seconds, turn on the power supply, and then press the model button, the machine will start to work. The default massage run time is 15 minutes, and the power will be turned off automatically after 15 minutes.

Intensity button



The default value is L3, with a total of 6 levels of intensity. You can select it from L3 - L4 - L5 - L6 - L1 - L2 in sequence. L1 is weakest and L6 is strongest.

Mode key



The default model is P1, with a total of 6 modes available. You can choose your favorite mode to massage, which is from P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1 in sequence.

Vibration button



Press it to turn on/turn off the vibration. There are 2 modes of vibration. You can choose according to your requirement.

Heating key



Press it to turn on/turn off the heating. 5 minutes later, the inner temperature will go up obviously.

Product specifications

Nombre del producto: rechargeable hand massager

Model: UM-013

Voltage: DC 3.7V

Power: 5W

Work time: 15 minutes

Weight: 1.1 kg

Box content

1x Hand massager

1x USB Type C cable

1x User manual

WARRANTY

OZU garantiza este producto por el termino de 12 meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor

CONDITIONS

In order to make this warranty effective, no greater requirements may be required than the presentation of the product, accompanied by the corresponding policy, duly stamped by the establishment that sold it, or the invoice, or receipt or proof, containing the specific data of the product object of the sale, depending on the case, contact the OZU offices that correspond to your country.

The consumer is responsible for the use of the product, which is not covered by the guarantee. The products contain no consumer serviceable items and do not require routine maintenance service.

THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES:

- A) When the product has been used in conditions other than normal.
- B) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use indicated in the accompanying instructions.
- C) When the product has been altered or repaired by unauthorized entities by OZU.

In case you require parts, components, consumables and accessories, you may contact the OZU offices that correspond to your country.

TYPE OF PRODUCT: Handheld Massager Made in China

IMPORTER AND DISTRIBUTOR

CHILE:

Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO:


Ventis Retail SAPI de CV Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Credito Constructor CP 03940, Benito Juárez City Hall, Mexico City. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

PERU:

Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 office 302, San Miguel, Lima, Peru. RUC 20603796021

COLOMBIA:

Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385

 www.ozulife.com