


MANUAL DE USUARIO

bezel^{ONE}



Máscara Facial LED de Fotones 8 en 1 PHOTON LED FACIAL MASK

ANTES DE USAR EL APARATO LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU
TOTALIDAD Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

Importantes Instrucciones de Seguridad

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- **Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**
- Las siguientes personas no deben utilizar el aparato: Personas sensibles a la luz, mujeres embarazadas, personas que padezcan epilepsia (ciertas luces o frecuencias pueden inducir ataques).
- **Antes de usar la máscara lava bien y seca tu cara. Los sueros, cremas o esencias (especialmente los que contienen Vitamina C o Retinol) pueden bloquear la luz o causar sensibilidad o pigmentación. Aplica tus productos de cuidado para la piel después de la sesión.**
- **Estas luces (especialmente la Azul, Púrpura y Blanca) tienen una intensidad muy alta, por lo que siempre debes usar tu protección ocular.** La luz azul de alta intensidad puede cansar la retina si se mira directamente por periodos prolongados.
- Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo dejes desatendido

Precauciones


- La máscara no es resistente al agua.
- No usar con medicamentos que causen fotosensibilidad.
- No usar mientras duermes, caminas o conduces.
- Seguir instrucciones y evitar uso excesivo.
- Suspender uso si hay molestias o enrojecimiento por más de 24 h; consultar al dermatólogo.
- No tocar las perlas de luz encendidas.
- No usar si está dañado.
- No someter a golpes para evitar daños.

Introducción del producto

Este sistema de fototerapia avanzada estimula la actividad celular en las capas más profundas de la dermis. Mediante la emisión de 8 diferentes longitudes de onda y una irradiancia de grado profesional, el dispositivo promueve una respuesta fotoquímica natural que acelera la regeneración del colágeno y el metabolismo celular. Es un método no invasivo, libre de químicos, indoloro, seguro y altamente eficaz para mejorar la firmeza, reducir líneas de expresión y revitalizar la apariencia del rostro.

Gracias al diseño en silicona flexible, la luz es absorbida de manera uniforme y directa, permitiendo que la energía luminica se convierta eficientemente en vitalidad intracelular.

Partes de la máscara



Método de carga

Nota importante: Antes del primer uso debe cargarse completamente el aparato.

1. Conectar el controlador a un adaptador (no incluido) mediante cable Tipo-C.
2. Al enchufar, se enciende la pantalla y el símbolo de batería parpadea.
3. Cuando el símbolo quede fijo, la carga está completa.


Guía de Uso de los Modos Lumínicos

Modo	Espectro (nm)	Potencia (mW/cm2)	Objetivo Principal
Rojo	630 ± 10	40.7	Estimulación de colágeno y firmeza.
NIR (Infrarrojo)	850 ± 10	25.2	Reparación de tejidos profundos (Luz invisible).
Azul	460 ± 10	47	Control de bacterias y reducción de brotes.
Verde	520 ± 10	11	Unificación del tono y reducción de manchas.
Amarillo	630 ± 10+ 520 ± 10	50.6	Alivio de rojeces y calma para piel sensible.
Cian	460 ± 10+ 520 ± 10	52.1	Desinflamación y revitalización cutánea.
Púrpura	Dual	72.5	Efecto combinado: Antiedad + Anti-acné.
Blanco	Completo	84	Renovación celular y luminosidad total.


Nota:

La luz infrarroja (NIR) es invisible; algunas personas alcanzan a percibir un leve tono rojizo.


Selección de Modos Lumínicos en el Control




1. Rojo (luz indicadora roja)




2. Infrarrojo
(luz indicadora rojo oscuro)




3. Azul
(luz indicadora azul)




4. Verde
(luz indicadora verde)




5. Amarillo
(luz indicadora rojo + verde)



6. Púrpura
(luz indicadora rojo + azul)



7. Cian
(luz indicadora azul + verde)



8. Blanco
(luz indicadora rojo + azul + verde)


Método de aplicación



1. Lava el rostro y sécalo suavemente (recomendado aplicar esencia).




2. Coloca las bandas elásticas en la máscara.




3. Conecta el cable Tipo-C de la máscara al controlador.




4. Ajusta la máscara al rostro con velcro, evitando fugas de luz hacia los ojos.



5. Mantén presionado el botón de encendido 1,5 s. El modo por defecto es luz roja.



6. Usa los botones para cambiar modo (rojo, azul, amarillo, rojo+azul, infrarrojo) y tiempo (10, 20 o 30 min).



7. El dispositivo se apaga automáticamente al finalizar o manualmente presionando 1,5 s.

Se recomienda usar 3 a 5 veces por semana.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **¿Por qué la luz #4 (Infrarrojo Cercano) parece estar apagada o ser muy tenue?**

Es completamente normal. La luz de 854.5 nm pertenece al espectro infrarrojo cercano, el cual es prácticamente invisible para el ojo humano. Aunque no se perciba un brillo intenso, los LEDs están emitiendo una potente energía de 25.2 mW/cm² que penetra en las capas más profundas para la recuperación celular.

- **¿Qué beneficios aporta que la máscara sea de silicona flexible en lugar de plástico rígido?**

El diseño en silicona médica flexible permite un ajuste ergonómico que se adapta a las facciones de cada rostro. Esto garantiza que los LEDs mantengan una distancia mínima y uniforme con la piel (Ley de Proximidad), maximizando la absorción de la energía y mejorando los resultados frente a los modelos rígidos. Además, es un material hipoalergénico y muy sencillo de higienizar.

- **¿Es necesario utilizar la protección ocular incluida?**

Sí, es fundamental. Debido a la alta potencia de este dispositivo (especialmente en los modos Azul, Púrpura y Blanco que alcanzan hasta 84 mW/cm²), se debe evitar la exposición directa de los ojos a la luz. El uso de los protectores garantiza una experiencia segura y cómoda para la vista.

- **¿Se debe aplicar algún producto antes de iniciar la sesión?**

Para obtener la máxima eficacia, las sesiones deben realizarse siempre sobre el rostro limpio y seco. El uso de sueros o cremas antes del tratamiento puede bloquear la penetración de la luz o causar sensibilidades innecesarias. Se recomienda aplicar la rutina de hidratación y cuidado habitual inmediatamente después de finalizar la sesión.

- **¿Es normal sentir calor durante el tratamiento?**

La tecnología LED es una "terapia de luz fría", por lo que no quema la piel. Sin embargo, debido a la gran potencia de los LEDs y al contacto cercano con la silicona, es posible percibir una ligera y agradable sensación de tibieza. Si se experimenta un calor excesivo o incomodidad, se sugiere reducir el tiempo de la sesión o alternar los días de uso.

- **¿Se pueden combinar diferentes luces en un mismo día?**

Es posible, aunque dada la alta intensidad de este modelo, se recomienda no exceder los 20-30 minutos totales de exposición diaria. Una piel descansada responde mejor a los estímulos lumínicos. Observar cómo reacciona la zona tratada permitirá ajustar la frecuencia y duración de forma personalizada.

Almacenamiento y cuidado

- Limpiar con paño seco después de usar, no sumergir.
- Guardar en lugar fresco y sin sol directo.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- No abrir ni reparar por cuenta propia; contactar servicio técnico si falla.
- Guardar en su empaque después de usar.

Especificaciones

Modelo: BFC-001

Puerto USB: Tipo-C

Voltaje nominal: 5 V $\equiv$

Potencia nominal: 4.2 W

72 luces LED 8 en 1 de alta densidad y alta intensidad

Temporizador ajustable: 10 min / 20 min / 30 min

Capacidad de la batería: 2600 mAh

Tiempo de carga de la batería: aprox. 3 hrs

Tiempo de uso de la batería: Hasta 3 horas (máx.)

Fuente de carga sugerida (no incluida):

100-240V~ 50/60Hz (entrada) / 5 V $\equiv$ 1 A (salida)

Contenido del empaque

1 x Máscara Facial LED

1 x Control

2 x Protectores de ojos (derecho e izquierdo)

2 x Bandas elásticas (derecha e izquierda)

1 x Cable de carga USB tipo C

1 x Manual de instrucciones

Servicio Postventa y Garantía

- Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.
- La garantía cubre: Defectos de fabricación.
- La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.
- Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

Información de Contacto de Servicio al Cliente

Sitio web: www.bezelstyle.com

Soporte: hello@bezelstyle.com

IMPORTER & DISTRIBUTOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE:

Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

NIT 901375385

Hecho en China