

ozū

MANUAL DE INSTRUCCIONES

# MANUAL DE USUARIO

UM-012




WELL-BEING SERIES

## Introducción

Gracias por elegir nuestro masajeador de pies con función de calor.

Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Si requiere ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte.



## Cuidados

- Antes de limpiar, apague el producto y desconecte el cable de alimentación.
- Limpia la superficie del producto con un paño suave y seco.
- No limpie el producto y los accesorios con detergentes corrosivos como diluyentes de benceno.
- Guarde en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evite la exposición a la luz solar directa o a un ambiente húmedo, de lo contrario, puede provocar la decoloración del color o dañar el producto.

## Guía de funcionamiento del producto

### Cómo utilizar

Conecte el adaptador a la fuente de alimentación y al cable de alimentación de CC. Ahora el producto está en modo de espera.

- Encendido/apagado: presione este botón en el modo de espera para encender el producto y se iluminará el indicador correspondiente. El modo 1 está activado de forma predeterminada, lo que significa que la función de calefacción se inicia automáticamente (El tiempo de configuración predeterminado del sistema es de 20 minutos)

- Botón de modo: Presione este botón para cambiar diferentes modos de trabajo, y el indicador de función correspondiente se enciende. No hay compresión de aire cuando el indicador está apagado. Puede utilizar la función de calor por separado.

Modo de compresión de aire 1: masaje combinado para pies y pantorrillas.

Modo de compresión de aire 2: masaje de pies.

Modo de compresión de aire 3: masaje de pantorrillas.

- Botón de control de calefacción: la función de calefacción está habilitada de forma predeterminada y el indicador de función correspondiente está encendido, cuando la función de calefacción está encendida, presione este botón para apagarla y la luz indicadora correspondiente se apaga.
- Botón de control de compresión de aire: hay 4 niveles de intensidad disponibles para seleccionar. La intensidad de aire 1 está habilitada de forma predeterminada. Presione brevemente "+" para aumentar el nivel de intensidad, se enciende el indicador de intensidad correspondiente. Presione brevemente el botón "-" para disminuir el nivel de intensidad, y el indicador de intensidad correspondiente se ilumina

## ESPECIFICACIONES

Modelo: UM-012

Nombre del Producto: Masajeador de Pies y Piernas por Compresión de Aire

Electric Specifications/Características Eléctricas: 12V 2A ⚡

Adaptador de ca/cc

Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz 0.5 A

Salida: 12V ⚡2A

Voltaje nominal: CC 12V 1A

Potencia nominal: 12 W

## Contenido de la caja

- 1 x Masajeador de piernas y pies
- 1 x Adaptador de CA/CC
- 1 x Manual de usuario

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos especialmente cuando haya niños presentes se deben seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas en el instructivo.

\* El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados

\* Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato

Para una parte de construcción clase III alimentada por una fuente desmontable, las instrucciones deben indicar que el aparato sólo se debe utilizar con la fuente provista

\* Para una parte de construcción clase III alimentada por una fuente desmontable, las instrucciones deben indicar que el aparato sólo se debe utilizar con la fuente provista

## ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

### GARANTÍA

OZU garantiza este producto por el termino de 12 meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor

### CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, según sea el caso, contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país.

El consumidor es responsable del uso del producto, el cual no está cubierto por la garantía. Los productos no contienen elementos que pueden ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso indicadas en el instructivo que le acompañan.
  - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por OZU
- En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios usted podrá contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país

**TIPO DE PRODUCTO: Masajeador de pies**  
**Hecho en China**

## IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

**CHILE:**

Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

**MÉXICO:**

Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Crédito Constructor C.P. 03940, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

**PERÚ:**

Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 oficina 302, San Miguel, Lima, Perú. RUC 20603796021

**COLOMBIA:**

Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385


[www.ozulife.com](http://www.ozulife.com)

## Introduction

Thank you for choosing our foot massager with heat function.

Please read the user manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.

If you require help, please contact our support team.



## Product Operation Guide

### How to use

Connect the adapter to the power supply and the DC power cord. Now the product is in standby mode

- **Power ON/OFF:** Press this button in the standby mode to turn on the product, and the corresponding indicator lights up. Mode1 is enabled by default, which means the heating function is automatically opened and the system starts countdown.
- **Mode button** Press this button to switch different work modes, and the corresponding function indicator is lit, There is no air compression when the indicator is off. You can use the heat function separately.

Air compression mode 1: Combination massage for feet and calves.

Air compression mode 2: Feet massage.

Air compression mode 3: Calves massage.

- **Heating control button:** The heating function is enabled by default, and the corresponding function indicator is lit, when the heating function is turned on, press this button to turn it off, and the corresponding indicator light goes out.
- **Air compression control button:** There are 4 intensity levels available for selection. Air intensity 1 is enabled by default. Short press "+" to increase the intensity level, and the corresponding intensity indicator lights up. Short press "-" button to decrease the intensity level, and the corresponding intensity indicator lights up.

## SPECIFICATIONS

Model: UM-012

Product Name: Air Compression Leg and Foot Massager

Electric Specifications: 12V 2A

AC/DC Adapter

Input: 100-240V~ 50/60 Hz 0.5A

Output: 12V 2A

Rated Voltage: DC 12V 1A

Rated Power: 12W

## Box Contents

1 x Leg & foot massager

1 x AC/DC Adapter

1 x User manual

## WARRANTY

OZU garantiza este producto por el termino de 12 meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor

## CONDITIONS

In order to make this warranty effective, no greater requirements may be required than the presentation of the product, accompanied by the corresponding policy, duly stamped by the establishment that sold it, or the invoice, or receipt or proof, containing the specific data of the product object of the sale, depending on the case, contact the OZU offices that correspond to your country.

The consumer is responsible for the use of the product, which is not covered by the guarantee. The products contain no consumer serviceable items and do not require routine maintenance service.

## THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES:

- A) When the product has been used in conditions other than normal.
- B) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use indicated in the accompanying instructions.
- C) When the product has been altered or repaired by unauthorized entities by OZU.

In case you require parts, components, consumables and accessories, you may contact the OZU offices that correspond to your country.

## TYPE OF PRODUCT: Foot massager

Made in China

## IMPORTER AND DISTRIBUTOR

### CHILE:

Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

### MÉXICO:

Ventis Retail SAPI de CV Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Credito Constructor CP 03940, Benito Juárez City Hall, Mexico City. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

### PERU:

Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 office 302, San Miguel, Lima, Peru. RUC 20603796021

### COLOMBIA:

Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

 [www.ozulife.com](http://www.ozulife.com)